

KiCA OmniVibe

WIELOFUNKCYJNY MASAŻER WIBRACYJNY



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Język polski

1. Użytkowanie | Działanie przycisków



Włacznik:

Naciśnij i przytrzymaj włącznik [ON/OFF] przez 3 sekundy, aby włączyć masażer. Jeżeli urządzenie jest uruchomione naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć masażer.



Przycisk trybów pracy:

Naciśnij przycisk trybów ☺, aby przełączać pomiędzy dostępnymi trybami pracy. Wybór danego trybu zakomunikowany zostanie przez wskaźnik LED umieszczonym pod przyciskiem.



Przycisk intensywności masażu:

Naciśnij przycisk trybów III, aby przełączać pomiędzy dostępnymi poziomami intensywności masażu. Wybór danej intensywności zakomunikowany zostanie przez wskaźnik LED umieszczonym pod przyciskiem.



1.

1. Użytkowanie | Ładowanie

1. Podłącz kabel USB do zasilacza USB o parametrach ładowania DC 5 V / 1 A lub DC 5 V / 2 A.

2. Kiedy urządzenie jest wyłączone naciśnij włącznik, aby sprawdzić aktualny stan naładowania akumulatora.

3. Włącznik oraz wskaźnik LED intensywności masażu będą migać podczas ładowania. Kiedy akumulator urządzenia zostanie w pełni naładowany wskaźnik przestanie migać.

Uwaga:

Nie należy używać masażera w trakcie ładowania.

2.

2. Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem użytkowania z masażera należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować do wglądu w przyszłości.

Masażer powinien być użytkowany zgodnie z zaleceniami, aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, lub trwałych uszczerbków na zdrowiu.

Masażer powinien być użytkowany tylko z ładowarką o specyfikacji podanej w niniejszej instrukcji. Używanie ładowarki o innej specyfikacji może spowodować przegrzanie lub porażenie prądem.

- Nie należy korzystać z masażera podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie należy korzystać z masażera mokrymi rękami.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w porcie USB urządzenia, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Masażer należy przechowywać z dala od urządzeń generujących ciepło, może to spowodować degradację akumulatora lub awarie urządzenia.
- Nie należy stosować na urządzenie dużego nacisku ani kłaść na nim ciężkich przedmiotów.

3.

2. Środki ostrożności

• Nie należy samodzielnie rozmontowywać urządzenia, grozi to utratą gwarancji i/lub awarią masażera.

• **Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z masażera. Nie zbliżać żadnej części ciała do wału i tylnej strony aplikatora, może to skutkować uszczygnięciem przez ruchome elementy masażera.**

• Masażer może być używany tylko na suchą skórę lub ubranie. Masaż danego obszaru nie powinien trwać dłużej niż 60 sekund. Podczas masażu masażer powinien być delikatnie dociskany i przesuwany.

• Masażer może być stosowany tylko na miękkie tkanki ciała (mięśnie). Nie należy masować kości, twarzy lub głowy. Jeżeli masaż sprawia ból lub dyskomfort należy go natychmiast przerwać.

• Po użyciu masażera może wystąpić wylew podskórny (siniak) nie zależnie od wybranej intensywności lub wywieranego nacisku.

• Urządzenie należy stosować tylko do zewnętrznych części ciała.

4.

2. Środki ostrożności

Przed użyciem urządzenia skonsultować się z lekarzem powinny:

- Kobiety w ciąży, dzieci lub osoby starsze,
- Osoby cierpiące na infekcje skóry lub mające zaczerwienienia i oparzenia skóry,
- Osoby z rozrusznikiem serca lub podobnym urządzeniem medycznym,
- Osoby z chorobami serca lub nowotworami złośliwymi,
- Osoby poddawane kuracjom leczniczym lub odczuwające dyskomfort podczas masażu,
- Osoby cierpiące na osteoporozę,
- Osoby z nieprawidłowym ciśnieniem krwi.

5.

3. Czyszczenie i pielęgnacja

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć masażer i odłączyć go od ładowania.

Do czyszczenia produktu używaj wyłącznie miękkiej, suchej ściereczki.

Do czyszczenia urządzenia nie używaj w szczególności żadnych rozpuszczalników lub detergentów.

Kiedy urządzenie nie jest używane przechowuj je w suchym, chłodnym miejscu.

Nie narażaj urządzenia na działanie bezpośrednich promieni słonecznych, wysokiej wilgotności.

6.

Dystrybutor; Producent

Fdirect sp. z o.o.

ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź

tel. 042 252 99 95



Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań nie wolno umieszczać z innymi odpadami domowymi. Muszą one być przekazane do oddzielnego systemu zbiórki odpadów.

7.